





灰融解挙動測定装置 IF2000-G



製品の特徴

- バイオマスや石炭、コークスなどの固体燃料の灰の融解挙動を自動的に計測できます
- 適合する規格は次のとおりです
 - CEN/TS 15370 (個体バイオ燃料)
 - CEN/TS 15404 (SRF)
 - ASTM E 953 (RDF)
 - ISO 540 (石炭/コークス)
 - AS 1038.15 (石炭/コークス)

- BS 1016-70 (石炭/コークス)
- DIN 51730 (石炭/コークス)
- 複雑な融解挙動を正確に記録します
- 4個のランタンクロマイト・ヒーターを装備
- 酸化状態で最大1,700°Cまで加熱します
- 1回の計測で6サンプルを同時計測可能
- SST,DT,HT,FTのポイントを自動計測
- PCやソフト(英語)等が一式になっています

提携先



BEA Institut für Bioenergie GmbH

Avedikstrasse 21
A-1150 Wien
Tel: +43 (0)1 89093 91

輸入・国内販売

Lab  Forest Inc.

ラブ・フォレスト株式会社

長野市大門町529-1
Tel 026-252-7505
Fax 026-252-7507
www.labforest.jp